




TYNY

# GUIDE DE CHOIX MATIÈRES & COULEURS


**2 MATIÈRES DIFFÉRENTES**  
POUR UNE RÉPONSE À TOUTES LES UTILISATIONS  
& UN CONFORT SANS ÉQUIVALENT



## PVC STRUCTURÉ

AVANTAGES :

- Aspect et touché identique au tissu,
- résistant à l'usure et la déchirure,
- nettoyage facile,
- sans phtalate,
- ignifugé M2.



## PEAU DE PÊCHE « SANS PVC »

AVANTAGES :

- SANS PVC
- toucher doux et soyeux,
- confort optimisé pour les plus petits,
- nettoyage facile,
- sans phtalate,
- ignifugé M2.

**4 AMBIANCES COLORÉES**  
POUR UNE HARMONIE DOUCE AVEC LES ESPACES  
& LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

COCON	 TAUPE D4	 KAKI D7	 SABLE D5	 SAFRAN D10	 GRÈGE S8	 TAUPE S16	 SABLE S12	 MOUTARDE S7
TENDRESSE	 KAKI D7	 PISTACHE D12	 SABLE D5	 TAUPE D4	 KAKI S2	 SABLE S12	 MOUTARDE S7	
DOUCEUR	 BLANC D1	 MARINE D11	 AZUR D2	 GRIS D3	 PERLE S1	 BLEU NUIT S15	 BLEU CANARD S9	 BLEU PASTEL S6
COTON	 BLANC D1	 ARDOISE D8	 ARGILE D9	 PRUNE D6	 BLANC S16	 PERLE S1	 ROSE S3	 GRIS S10



TYNY



# COCON

## NUANCIER




## MODÈLE PRÉSENTÉ

### COCON BÉBÉS

Réf. CB04

4 MODULES  
190 x 190 cm

**Matière :**  
peau de pêche  
«sans pvc»



### COCON BÉBÉS

Réf. CB06

6 MODULES  
375 X 270 cm

**Matière :**  
peau de pêche  
«sans pvc»



TYNY



# TENDRESSE

## NUANCIER




## MODÈLE PRÉSENTÉ

### ESPACES DE REGROUPEMENT

Réf. ER05

5 MODULES  
200 x 200 cm

Matière :  
PVC structuré



### ESPACES DE REGROUPEMENT

Réf. ER05

5 MODULES  
200 X 200 cm

Matière :  
PVC structuré




TYNY



# DOUCEUR

## NUANCIER




## MODÈLE PRÉSENTÉ

### BLOCS DE MOTRICITÉ

Réf. TK16

8 MODULES  
380 x 228 cm

**Matière :**  
peau de pêche  
«sans pvc»



### BLOCS DE MOTRICITÉ

Réf. TK11

9 MODULES  
228 x 228 cm

**Matière :**  
peau de pêche  
«sans pvc»





TYNY



# COTON

## NUANCIER




## MODÈLE PRÉSENTÉ

TAPIS

Réf. TAP3

Tapis «bulle»

Matière :  
PVC structuré



## ESPACE DE REGROUPEMENT

Réf. ER06

6 MODULES  
200 x 200 cm

Matière :  
PVC structuré

**Serge Ferrari**


# NOUVELLE MATIÈRE : ZEN AGIVIR™



Tyyny c'est aussi collaborer avec des partenaires pour trouver des solutions efficaces et adaptées !

Depuis plusieurs années, nous travaillons avec le groupe Serge Ferrari qui a développé et breveté une technologie d'enduction de ses membranes afin de les rendre virucides.

A base de particules d'argent, ce procédé utilisé dans le milieu médical a été validé par un laboratoire indépendant. Ces techniques d'enduction apportent une large gamme de solutions permettant de lutter contre la propagation des virus tout en respectant les normes Petite enfance.



\* ne contient pas de nanoparticules



## TISSU VIRUCIDE

**4 AMBIANCES COLORÉES**  
POUR UNE HARMONIE  
DOUCE AVEC LES ESPACES  
& LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

**+ DE 99% DES VIRUS ÉLIMINÉS EN 1H**  
Entretien au nettoyeur,  
plus besoin de désinfectant

COCON			
	GRÈGE Z1	TAUPE Z2	SAFRAN Z3
	TENDRESSE		
GRÈGE Z1		TAUPE Z2	KAKI Z4
DOUCEUR			
	BLEU NUIT Z7	TURQUOISE Z6	GRIS Z5
	COTON		
ROSE Z8		PRUNE Z9	GRIS Z5

CONFORME À  
LA PETITE ENFANCE :



IGNIFUGÉE  
M2



NETTOYAGE  
FACILE



LES PLUS :



VIRUCIDE



BACTÉRICIDE



CONFORME  
NON CYTOTOXICITÉ



AGIVIR PROCÉDÉ  
MÉDICAL



PRODUCTION  
100% FRANÇAISE